



## Produktinformation



## Ikegami MKC-210 HD

### High Performance Kamera mit medizinischer Zulassung

- Full-HD-Auflösung (1920 x 1080)
- 1 CCD Kamerakopf der Kompaktklasse mit medizinischer Zulassung
- Automatische Blende
- Antibakterielle Oberflächenbeschichtung
- Recording Board zum Aufnehmen und Speichern von Bildern auf USB Stick oder SD Karte - gegen Aufpreis
- Gewährleistung 2 Jahre

- ➔ Ikegami HD Kamera ohne Recording Board  
Bestell-Nr. 101-808-000

- ➔ Ikegami HD Kamera mit Recording Board  
Bestell-Nr. 101-807-000

#### Technische Daten

Kamera-Sensor	1/3" CMOS mit 2,2 Megapixel
Horizontale Auflösung	1.000 TVL
Aktive Bildelemente	1.944(h)x1.092(V)
Abtastart	16:9
Automatischer Weißabgleich	0-18 dB

#### Ausgänge/Signale

DVI (digital)	1920 x 1080 i/p Format
HD-SDI (digital)	2 x BNC
SDTV (analog composite)	1 x BNC, 1 x D-SUB
Y/C	1 x S-Video, 1 x D-SUB
SDTV (analog component)	1 x D-SUB (Y, PB, PR/RGB)
Codec	H.264 Streaming
Betriebsspannung	12 V DC
Leistungsaufnahme	< 12 W

#### Abmessungen/Gewicht

Kamerakopf	W31 x H31 x D36 mm / weniger als 100 kg
Steuereinheit	W170 x H58 x D200 mm / weniger als 1,1 kg
Kabellänge (Kamerakopf zum Steuergerät)	5 m (Standard) + 10 m (Verlängerung)