



Produktinformation



Kaps - Fototubus

für digitale Spiegelreflex (DSLR) Kameras (Canon oder Nikon)

Der Kaps Fototubus eignet sich gleichermaßen für die Anwendung mit vorhandenem Strahlenteiler der Kaps SOM®-Serie, Spaltlampen, Kolposkopen sowie Irlismikroskopen

- Mehrfach vergütete Antireflex High-End Optik mit hoher Transmission ≥ 90
 - Formatfüllendes, verzeichnungsarmes und bildfeldgeebnetes Digitalkamerabild
 - Höhen- und seitenkorrektes Digitalkamerabild mit individueller Ausrichtungsmöglichkeit, einfaches und schnelles Wechseln der Kameraposition durch Drehen
 - Schnelle und einfache Verbindung mit dem Strahlenteiler „Plug and Play“
 - Direkte Anschlussmöglichkeit der digitalen Kamera über die T2-Adaptation ohne Justierung.
 - Durch die Kompaktbauweise entfallen störende seitliche Aufbauten
 - Das Gewicht beträgt nur 320 g. Dadurch entstehen keine Beeinträchtigungen beim Mikroskophandling
 - Adaptierbare Kameras: Canon und Nikon (Bei Bestellung bitte Angabe des Kameratyps)
 - Adaptationsmöglichkeiten an Zeiss (andere auf Anfrage)
 - Weiteres Zubehör auf Anfrage
- 🔄 Bestell-Nr. 101-320-100

