



Produktinformation



Kaps - Free Motion Magnetbremse

Die Free Motion Magnetbremse ermöglicht die punktgenaue Positionierung des Mikroskopkopfes einfach, schnell und präzise.

Mit der Free Motion Magnetbremse in Kombination mit den Balanciereinrichtungen lässt sich der Mikroskopkopf leicht und einfach positionieren. Die Vorgehensweise ist simpel. Durch einen einfachen Tastendruck werden die zwei Magnetbremsen aktiviert und gelöst. Jetzt lässt sich der Mikroskopkopf ganz ohne Kraftaufwand mit nur einer Hand problemlos, präzise und sicher in jede beliebige Arbeitsposition bewegen. Sobald die Tasten wieder losgelassen werden, ist die Position fixiert.

Dies funktioniert auch mit maximalem Zubehör, wie beispielweise einer Adaptation einer Mitbeobachtungseinrichtung oder einer Digitalkamera.

Die Kaps SOM®-Serie hält die perfekte Balance durch höchste mechanische Qualität, einfache Positionierbarkeit und einem einmaligen Preis-Leistungsverhältnis.

- ➔ Bestell-Nr. 112.870-000 in Verbindung mit Mikroskopen mit motorischer Funktion
- ➔ Bestell-Nr. 112.890-000 in Verbindung mit Mikroskopen mit manuellen Funktionen