



Produktinformation



Kaps LED upgrade

Kaps LED Nachrüstsatz für SOM[®] Mikroskope

Sind Sie auch den ewigen Lampenwechsel und die damit verbundenen Kosten leid?
Wir schaffen Abhilfe mit unserem LED Nachrüstsatz*:

- Bis zu 30 Jahren kein Wechsel des Leuchtkörpers - LED Lebensdauer ca. 50.000 Stunden
- Ermüdungsfreies und detailliertes Arbeiten mit Tageslicht-Farbtemperatur 5.600 Kelvin
- An Situation anpassbare Lichtintensität - regelbar für Ihre jeweiligen Ansprüche
- Sparen Sie Energie durch die hohe Effizienz der LED-Stromaufnahme von nur 50 Watt

➔ Bestell-Nr. 162-322-100 E

* Bei manchen Mikroskop-Ausstattungen ist die Nachrüstung auf LED-Beleuchtung eventuell mit einem Austausch des Schwenkarms verbunden. Grundsätzlich nur möglich bei Mikroskopen mit Kaltlichtbeleuchtung ab Gerätenummer 6000.