



## Produktinformation

# Kaps - Media Work Station BE

## Aufnehmen und Archivieren von Videobefunden im medizinischen Bereich

Basierend auf „state-of-the-art“ Computer Technologie  
Kompatibel mit Windows 7 / VISTA / XP / DV und USB Digital-Video

Multilingual - Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Russisch, Spanisch, Türkisch, Chinesisch PR

Intuitives User-Interface mit statischen Layout, selbsterklärendem work-flow  
Mobile & Touch




## MANAGEMENT

- ➔ Patientendaten, Bilder und Kommentare sind gespeichert in einem strukturierten Archiv
- ➔ Automatische Zuordnung von Patienten-Identifikationsnummern
- ➔ Such- und Sortierfunktionen für Patientendaten
- ➔ Volltextsuche, automatischer „Backup“ in geplanten Zeitintervallen



## BEFUNDUNG

- ➔ „Multiple-Split-Display“ während der Aufnahme
- ➔ Aufnahmesteuerung über Fusschaltgerät oder Kameraschalter separat für Videos und Bilder
- ➔ Video „playback“ mit slide bar für eine individuelle Auswahl von Zeitpositionen
- ➔ Eingabe von Befund-Kommentaren



## DOKUMENTATION

- ➔ Grafische Markierung zur Hervorhebung von Befunden
- ➔ Automatische Erstellung von HTML-Reporten mit Bildern, individuell anpassbar
- ➔ Automatisches Zuschneiden von schwarzen Rahmen
- ➔ Direktdruck von Bildern mit eingebetteten Patientendaten und zusätzlichen Informationen

## HOTLINE SUPPORT

Mit Wartungsvertrag, Reaktion innerhalb eines Arbeitstages



## Produktinformation

# Kaps - Media Work Station BE

### Basis Paket

ARTIKEL	BESCHREIBUNG	ARTIKEL #
Software	Software für HD/SD Video Dokumentation, speichern, anschauen und analysieren von Befunden, Management von Befunden	
Kaps-Media-Workstation BE Version 2.x	Full HD video, PAL/NTSC video Befund-Archivierung, Foto-Editor, grafische Markierungen HTML-Report mit Patientendaten und Bildern, Bild-Direktdruck mit eingebetteter Identifikation, Benutzeroberfläche „touch“-optimiert Kompatibel mit Windows 8/7 und Vista Multilingual (DE/EN/FR/IT/ES/RU/TR) Medical device class 1	
Wartungsvertrag	1-Jahr Wartungsvertrag Telefon- und Email-Unterstützung, Fernwartung Garantierte Reaktionszeit innerhalb eines Arbeitstages	
Installationsdatenträger	Kaps - Media Work Station BE Installationsdatenträger Installationsdatenträger in Papiertasche selbstklebend	
Gebrauchsanleitung	Gedruckte GA Deutsch für aktuelle Softwareversionen	
<b>Paket</b>	<b>Basis Paket Kaps - Media Work Station BE</b> <b>Enthält alle oben genannten Komponenten</b> <b>Bei Erstbestellung ist das komplette Paket notwendig</b>	<b>800-150-000</b>

### Optionen

ARTIKEL	BESCHREIBUNG	ARTIKEL #
Wartungsvertrag (wird direkt vom Softwarepartner verkauft)	1-Jahr Wartungsvertrag Telefon- und Email-Unterstützung, Fernwartung Garantierte Reaktionszeit innerhalb eines Arbeitstages	800-150-001
Netzwerk Lizenz (nur wenn verschiedene Kaps - Media Work Stations untereinander vernetzt werden sollen, ansonsten nicht erforderlich)	Netzwerk Software Option Zentrale Datenspeicherung für mehrere Arbeitsplätze Zentrale Benutzer-Administration Die Lizenz ist für jede Workstation innerhalb des Netzwerkes erforderlich	800-150-002
Dicom - Push	Dicom - Push Option Dicom Export von Berichten und Bildern per Dicom - Push	800-150-003
Fussschalter	Fussschalter Option Kompatibel zu Windows 8/7/VISTA/SP ohne Treiberinstallation Steuern von Bild- und Videoaufzeichnungen gleichzeitig	800-150-004

OUR FOCUS IS ON YOUR VISION