



## Produktinformation



## Kaps - Strahlenteiler mit Endoskopadapter

für das problemlose Nachrüsten eines Diagnose-Mikroskops mit einer Endoskopkamera

Der Kaps Strahlenteiler mit Endoskopadapter ist kompakt und leistungsstark.

- Sekundenschnelle und einfache Montage - Einsetzen zwischen Vergrößerungswechsler und Binokulartubus - ohne Justierung - fertig
  - 34,3 mm Bauhöhe sorgen für eine minimale Verlängerung des Mikroskopkopfes
  - Das Gewicht beträgt nur 300 g. Dadurch entstehen keine Beeinträchtigungen beim Mikroskophandling
  - Die hochwertige Optik gewährleistet eine hervorragende Schärfentiefe sowie Kontrast bei allen Vergrößerungen
  - Adaption aller Endoskopkameras mit Schnellverschluß
  - Adaption an Mitbewerber-Modelle (Zeiss / Leica)
- ➔ Bestell-Nr. 101-890-000