



## Produktinformation



## Kaps - Vario Objektiv 200 - 400 mm

### Erleben Sie Ergonomie am Arbeitsplatz neu - mit dem Kaps Vario Objektiv

Das Kaps Vario Objektiv steht für Ergonomie am Arbeitsplatz. Die Arbeitsabstände lassen sich einfach und stufenlos mit einer Objektivlinse von 200 - 400 mm über einen Drehknopf einstellen. Damit ist ein Objektivwechsel unnötig. Sie fokussieren einfach auf der Fokussierebene auf und ab.

Exakt aufeinander abgestimmte optische Komponenten liefern ein kontrastreiches, brillantes und verzeichnungsfreies Bild mit hoher Tiefenschärfe. Um dem Gütesiegel „Made in Germany“ gerecht zu werden, wurde die komplette Optik durch Leica Camera gefertigt und mit einer der hochwertigsten Mehrschicht Antireflexbeschichtung vergütet.

Für alle motorischen OP-Mikroskopen ist das Vario Objektiv auch als motorische Version verfügbar.

- Beste Ergonomie während der Behandlung
- Hochwertige Apochromatische Optik mit Mehrfachvergütung
- Mehrschicht Antireflexbeschichtung
- Schnelle Fokussierung mit Stellknopf
- Fokusbereich  $f = 200-400$  mm

- ➔ Bestell-Nr. 162-700-000 (manuelle Version)
- ➔ Bestell-Nr. 162-720-000 (motorische Version)





## Produktinformation

### Technische Daten Vario Objektiv 200 - 400 mm

Binokular Tubus  $\phi$  -210° f=182 mm

Okular WF 12,5 x

Zoom: 1:6

#### Zoom Faktoren

Abstand	0,3	0,63	1	1,6	2
---------	-----	------	---	-----	---

#### Vergrößerung Sehfeld mm

200	2,0 71	4,3 37	6,8 22	10,9 15	13,6 12
250	1,8 80	3,7 40	5,9 25	9,5 16	11,8 14
300	1,6 92	3,3 46	5,2 28	8,4 18	10,5 16
350	1,4 103	3,0 51	4,7 32	7,5 21	9,4 18
400	1,3 125	2,7 58	4,3 36	6,8 23	8,5 20